



3M E-A-Rcaps™ Tamponi di ricambio ES-01-300, scatola da 500 paia - SNR 23dB - cartone da 500 pezzi

3M

protezione-udito

Cartone intero

Codice GEF (SKU) 7000103730

EAN / GTIN 04046719343683

Confezione Cartone da 500 pezzi

Steli di ricambio per una migliore igiene ed economia, si adattano agli inserti auricolari 3M™ E-A-Rcaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ e inserti auricolari con fascia 1310. Gli steli di ricambio offrono un modo igienico per estendere l'economia dei tuoi inserti auricolari a fascia. Sono disponibili steli di ricambio per 3M™ E-A-Rcaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ e inserti auricolari con fascia 1310.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vendita a cartone intero; unita' minima ordinabile: cartone.
- Lead time operativo indicato nella scheda prodotto.
- Fonti tecniche: pagina ufficiale 3M e listino fornitore 2026.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04046719343683

CATEGORIA

DPI / sicurezza sul lavoro

CODICE GEF

7000103730



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697