



3M 4530FR tuta protettiva bianca/blu - cartone da 20 pezzi

3M

tute-e-completi

Cartone intero

Codice GEF (SKU) 7000109011

EAN / GTIN 07805070005954

Confezione Cartone da 20 pezzi

L'indumento protettivo 3M™ 4530 si caratterizza per un trattamento speciale che rende il tessuto resistente alla propagazione della fiamma, da indossare sopra indumenti con indice RF 2/3, aumentando la protezione da schizzi di sostanze chimiche e da polveri pericolose ed estendendo il ciclo di vita del prodotto grazie alla ridotta necessità di lavaggi. Certificato Cat III per la protezione da polveri pericolose e spruzzi di tipo 5/6 e antistatico EN 1149.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vendita a cartone intero; unita' minima ordinabile: cartone.
- Lead time operativo indicato nella scheda prodotto.
- Fonti tecniche: pagina ufficiale 3M e listino fornitore 2026.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
7000109011	M	07805070005954	Cartone da 20 pezzi
7000109012	L	17805070005968	Cartone da 20 pezzi
7000109013	XL	04046719814411	Cartone da 20 pezzi
7000109014	2XL	17805070005982	Cartone da 20 pezzi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

07805070005954

CATEGORIA

DPI / sicurezza sul lavoro

CODICE GEF

7000109011



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697