



3M 4545+ tuta protettiva bianca - cartone da 20 pezzi

3M

tute-e-completi

Cartone intero

Codice GEF (SKU) 7100198129

EAN / GTIN 04054596670075

Confezione Cartone da 20 pezzi

L'indumento protettivo 3M™ 4545 è realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso a basso rilascio di fibre per fornire un'eccellente barriera contro gli schizzi di sostanze liquide pericolose, gli agenti infettivi e le particelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vendita a cartone intero; unità minima ordinabile: cartone.
- Lead time operativo indicato nella scheda prodotto.
- Fonti tecniche: pagina ufficiale 3M e listino fornitore 2026.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
7100198129	M	04054596670075	Cartone da 20 pezzi
7100198241	L	04054596670099	Cartone da 20 pezzi
7100198131	XL	04054596670112	Cartone da 20 pezzi
7100198132	2XL	04054596670136	Cartone da 20 pezzi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04054596670075

CATEGORIA

DPI / sicurezza sul lavoro

CODICE GEF

7100198129



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697