



NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE XION 18.000 pixel senza cavo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 71606

EAN / GTIN 8023279716061

Confezione 1

NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE XION SENZA CAVO

Nasofaringoscopio ideale per l'esame endoscopico del rinofaringe, delle cavità nasale e orale e della trachea. Ottica multi-lente ad alta precisione per un'immagine ottimale. Tubo di inserimento sottile eccezionalmente maneggevole, con una speciale lente grandangolare per un controllo preciso e una notevole profondità di messa a fuoco. Materiali di alta qualità garantiscono un'illuminazione eccellente e omogenea. Impugnatura ergonomica, tubo di inserimento particolarmente confortevole per il paziente. Grandangolo, obiettivi multi-lenti per un'eccellente qualità dell'immagine. Impugnatura ergonomica che permette l'utilizzo con una sola mano. Adatto a pulizia meccanica e disinfezione. Per l'illuminazione richiede una fonte di luce (30803), un adattatore (30830), un cavo F.O. (vedere pagina 239), un adattatore (30840). Fornito in valigetta rigida di alluminio leggero, con tester di perdite e manuale (GB, IT). Manuale FR, DE disponibile su www.gefmedica.com Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- RISOLUZIONE: 18.000 pixel
- LUNGHEZZA OPERATIVA: 320 mm
- Ø DI LAVORO: 3,4 mm
- DEFLESSIONE PUNTA: su 130°, giù 130°
- DIREZIONE DI VISIONE: 0°
- MESSA A FUOCO: 1-50 mm
- PESO: 230 g
- CAMPO DI VISIONE: 80°

CLASSE DM

I

CND

Z12021006

EAN / GTIN

8023279716061

CODICE GEF

71606



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it