



Ottica Sinuscopio 4mm x 175mm Non Autoclavabile

Dispositivo medico

Classe II A

4 varianti

Codice GEF (SKU) **72010**EAN / GTIN **8023279720105**Confezione **1**

OTTICA SINUSCOPIO Ø 4 x 175 mm - 0° - non autoclavabile Si monta su: ACMI / WOLF / STORZ / OLYMPUS

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	ANGOLAZIONE	EAN	CONFEZIONE
72010	0°	8023279720105	1
72011	30°	8023279720112	1
72013	45°	8023279720136	1
72012	70°	8023279720129	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z12021008

EAN / GTIN

8023279720105

CODICE GEF

72010

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697