



# OTTICA SINUSCOPIO diametro 4mm x 175 mm 30° non autoclavabile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **72011**EAN / GTIN **8023279720112**Confezione **1**

OTTICA SINUSCOPIO Ø 4 x 175 mm - 30° - non autoclavabile Si  
monta su: ACMI / WOLF / STORZ / OLYMPUS

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**

CND  
**Z12021008**

EAN / GTIN  
**8023279720112**

CODICE GEF  
**72011**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697