



OTTICA SINUSCOPIO

diametro 4mm x 175 mm 45° non autoclavabile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **72013**EAN / GTIN **8023279720136**Confezione **1**

OTTICA SINUSCOPIO Ø 4 x 175 mm - 45° - non autoclavabile Si
monta su: ACMI / WOLF / STORZ / OLYMPUS

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
Z12021008

EAN / GTIN
8023279720136

CODICE GEF
72013



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697