



# TELELARINGOSCOPIO diametro 8mm x 170 mm 70°

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 72021

EAN / GTIN 8023279720211

Confezione 1

TELELARINGOSCOPIO Ø 8 x 170 mm - 70° - non autoclavabile Si  
monta su: ACMI / WOLF / STORZ / OLYMPUS

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
II ACND  
Z12021003EAN / GTIN  
8023279720211CODICE GEF  
72021

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697