



Speculum diam.3mm per 72560, W.a. Serie 20100, 20200, 20202, 21600, 21700,

Codice GEF (SKU) 72570

EAN / GTIN 0732094107975

Speculum auricolari monouso Welch-allyn Kleenspec: - Speculum auricolare monouso KleenSpec Ø 3 mm - Da usare con: Welch-Allyn 20100, 20200 20202, 21600, 21700 - Colore: nero - Ordine minimo: Conf. da

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Speculum auricolari monouso Welch-allyn Kleenspec: - Speculum auricolare monouso KleenSpec Ø 3 mm - Da usare con: Welch-Allyn 20100, 20200 20202, 21600, 21700 - Colore: nero - Ordine minimo: Conf. da 100 (4 sacchetti da 25 pz.)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0732094107975

CODICE GEF

72570



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697