

Monitor Medicale Sony Lcd 1530 - 15"

Codice GEF (SKU) 72708

MONITOR MEDICALE SONY LMD LCD 15" - base compresa

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MONITOR MEDICALE SONY LMD LCD 15" - base compresa

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
72708



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697