



## Carta Sony Upc - 21 L

Codice GEF (SKU) **72735**

EAN / GTIN **8023279727357**

Sony UPC-21L è la carta sensibile per le stampanti video a colori Sony UP-21MD, UP-21MD, UPD23MD e UP20. La carta sensibile Sony UPC-21L viene utilizzata nella stampa video a colori in diagnostica ad

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sony UPC-21L è la carta sensibile per le stampanti video a colori Sony UP-21MD, UP-21MD, UPD23MD e UP20. La carta sensibile Sony UPC-21L viene utilizzata nella stampa video a colori in diagnostica ad ultrasuoni.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279727357**

CODICE GEF

**72735**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697