



# LACCIO EMOSTATICO VETERINARIO A SGANCIO RAPIDO

Codice GEF (SKU) 80150

EAN / GTIN 8023279801507

Confezione 1

LACCIO EMOSTATICO VETERINARIO A SGANCIO RAPIDO - grigio  
Laccio emostatico veterinario a sgancio rapido per animali piccoli.  
Sottilissimo, ideale per gatti e cani di piccola taglia. - facile da applicare  
- pratico da gestire - laccio liscio ed elastico - morsetto in plastica per chiudere il laccio Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni morsetto laccio: 43x33x8 mm
- Dimensioni laccio: 200 mm
- Peso: 10 g

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279801507

CODICE GEF

80150



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697