



DRENCHER MANUALE VETERINARIO IN PLASTICA

2 varianti

Codice GEF (SKU) 80170

EAN / GTIN 8023279801705

Confezione 1

DRENCHER MANUALE VETERINARIO IN PLASTICA - 150 ml
Beccuccio filettato in acciaio inossidabile e anello di regolazione dosaggio.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
80170	80170	8023279801705	1
80172	80172	8023279801729	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279801705

CODICE GEF

80170



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697