



APPLICATORE PER BOLO RICURVO IN ACCIAIO INOX per bovini

Codice GEF (SKU) 80182

EAN / GTIN 8023279801828

Confezione 1

APPLICATORE PER BOLO RICURVO IN ACCIAIO INOX Manico a pistola in alluminio verniciato a polvere. Dimensioni della coppa: 25x72 mm. Lunghezza utile: 45 cm. Lunghezza totale: 60 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279801828

CODICE GEF

80182



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697