

Alimentatore per Codici 80210/80211

Codice GEF (SKU) 80216

Alimentatore AC per bilancia veterinaria digitale cod. 80210/11.

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentatore AC per bilancia veterinaria digitale cod. 80210/11.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
80216



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697