



Bilancia Veterinaria Soehnle 6858

Codice GEF (SKU) **80220**
EAN / GTIN **4006484005445**
Confezione **1**

Bilancia digitale veterinaria con vassoio grande e piatto in acciaio inox. Studiata per animali di dimensioni piccole e medie. Rapida e facile da utilizzare. Display LCD di facile lettura, con cifre alte 25 mm e alloggiamento in alluminio. Funzione di spegnimento automatico. Funzione di blocco della misurazione e funzione tara. Caratteristiche tecniche Portata 200 kg Precisione 50 g Display LCD retroilluminato, 25 mm Unità di peso kg, lb, oz, lb.oz Dimensioni piatto 900x600xh 40 mm - indicatore 215x100xh 70 mm Alimentazione 4 batterie AA 1,5 V (non incluse) o alimentatore CC 5V (incluso)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 200 kg
- Precisione: 50 g
- Display: LCD retroilluminato, 25 mm
- Unità di peso: kg, lb, oz, lb.oz
- Dimensioni: piatto 900x600xh 40 mm - indicatore 215x100xh 70 mm
- Alimentazione: 4 batterie AA 1,5 V (non incluse) o alimentatore CC 5V (incluso)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
4006484005445

CODICE GEF
80220



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697