



Tavolo Visita Veterinaria

Codice GEF (SKU) **80300**

EAN / GTIN **8023279803006**

Confezione **1**

Tavolo operatorio per veterinaria con struttura in acciaio verniciato, piano in acciaio inox AISI 304 15/10 con foro e bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore. Gancio laterale per immobilizzare gli animali.

Dimensioni imballo: 121x15x90 cm Dimensioni: 120x58xh 85 cm Peso: 23 kg Portata: 60 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279803006

CODICE GEF

80300



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697