



Tavolo Operatorio Veterinaria

Codice GEF (SKU) 80301

EAN / GTIN 8023279803013

Confezione 1

Tavolo operatorio per veterinaria con sollevamento elettrico (82/102 cm), struttura in acciaio verniciato a forno e piano in acciaio inox AISI 304 (120x56 cm) con foro e bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore. Trendelenburg 15° e antitrendelenburg fino a 15° manuale. Gancio laterale per immobilizzare gli animali. Made in Italy. Dimensioni: 118x56xh 85/102 Peso: 48 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279803013

CODICE GEF

80301



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697