



## Termometro Digitale Veterinaria

Codice GEF (SKU) 80450

EAN / GTIN 8023279804508

Confezione 1

TERMOMETRO VET DIGITALE - punta flessibile - impermeabile -  
Dimensioni LCD: 15 x 7 mm Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT,  
ES, PT, GR. Caratteristiche tecniche • Range di misurazione 32 ~ 42,9  
°C • Precisione  $\pm 0,1$  °C • Dimensioni 138x21x10 mm • Alimentazione  
1,5V LR41 • Tempo di misurazione 60 sec.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Range di misurazione: 32 ~ 42,9 °C
- Precisione:  $\pm 0,1$  °C
- Dimensioni: 138x21x10 mm
- Alimentazione: 1,5V LR41
- Tempo di misurazione: 60 sec.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279804508

CODICE GEF

80450



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697