



## Testina Otoscopio Chirurgico Veterinario Riester Ri Scope H1 2 5V

Codice GEF (SKU) 80480

EAN / GTIN 4045396010789

Confezione 1

TESTINA OTOSCOPIO CHIRURGICO RI-SCOPE® 2,5V - 10541 - richiede 80488 - lente orientabile con ingrandimento 2,5 X - porta-speculum scanalato mobile, agganciabile in qualsiasi posizione - design aperto per agevolare l'uso durante la visita e l'intervento chirurgico - innesto a baionetta per aggancio rapido e sicuro al manico - otoscopio chirurgico interamente in metallo per una lunga durata

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396010789

CODICE GEF

80480



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697