



Speculum Auricolare Riutilizzabile Riester in Metallo

2 varianti

Codice GEF (SKU) **80483**

EAN / GTIN **4045396012028**

Confezione **1**

SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 4 mm - 83 mm - 10881 - alta qualità, metallo cromato anti-corrosione - superfici interne opache per ridurre il rischio di riflessi

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIAMETRO	EAN	CONFEZIONE
80483	4 mm	4045396012028	1
80485	6 mm	4045396012035	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396012028

CODICE GEF

80483



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697