



SPECULUM AURICOLARE SCANALATO RIUTILIZZABILE RIESTER diam. 9,4 mm metallo

Codice GEF (SKU) 80487

EAN / GTIN 4045396012059

Confezione 1

SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 9,4 mm - 92 mm - 10884 - alta qualità, metallo cromato anti-corrosione - superfici interne opache per ridurre il rischio di riflessi - modello scanalato: guida ottimale dello strumento grazie ai bordi speciali sull'apertura

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396012059

CODICE GEF

80487



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697