




Manico Tipo "aa" Riester per 80480 - 10642

Codice GEF (SKU) 80488

EAN / GTIN 4045396141476

MANICO TIPO AA per 80480 - 10642 Adatto per 2 batterie AA (non incluse)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MANICO TIPO AA per 80480 - 10642 Adatto per 2 batterie AA (non incluse)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396141476

CODICE GEF

80488



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697