



## Set Otoscopio Veterinario Riester H1 2.5V Manico Aa 3853

Codice GEF (SKU) **80490**

EAN / GTIN **4045396153189**

Confezione **1**

OTOSCOPIO VETERINARIO ALOGENO 2,5V manico AA - 3853

Otoscopio chirurgico Ri-scope® Speculum in metallo, non scanalati, sterilizzabili: - Ø 4 mm, lunghezza 83 mm - Ø 5 mm, lunghezza 62 mm - Ø 6 mm, lunghezza 82 mm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4045396153189**

CODICE GEF

**80490**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697