



## SET OTO-OFTALMO VETERINARIO RIESTER DELUXE HL 2,5V manico AA

Codice GEF (SKU) **80494**

EAN / GTIN **4045396153349**

Confezione **1**

SET OTO-OFTALMOSCOPIO VETERINARIO DELUXE 2,5V manico AA - 3869 Otoscopio chirurgico Ri-scope®, Oftalmoscopio Ri-scope® L1 Abbassalingua Ri-scope® L, Speculum nasale Ri-scope® L Speculum in metallo, non scanalati, sterilizzabili: - Ø 4 mm, lunghezza 83 mm - Ø 5 mm, lunghezza 62 mm - Ø 6 mm, lunghezza 82 mm Speculum in metallo, scanalati, sterilizzabili: - Ø 7,5 mm, lunghezza 68 mm - Ø 9,4 mm, lunghezza 92 mm 2 lampadine di ricambio lente orientabile con ingrandimento 2,5 X

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4045396153349**

CODICE GEF

**80494**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697