



Set Otoscopio Veterinario LED Beta Heine 2,5V

Codice GEF (SKU) 80502

EAN / GTIN 4053755131594

SET OTOSCOPIO LED BETA 2,5 V - G-112.10.118 Set completo con testina di illuminazione a fessura, 1 set di speculum chiusi lunghi in metallo (57x4,65x6,90x7 mm), manico con batteria, astuccio rigido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SET OTOSCOPIO LED BETA 2,5 V - G-112.10.118 Set completo con testina di illuminazione a fessura, 1 set di speculum chiusi lunghi in metallo (57x4,65x6,90x7 mm), manico con batteria, astuccio rigido.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755131594

CODICE GEF

80502



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697