



Misuratore Di Pressione Per Animali

Codice GEF (SKU) 80550

EAN / GTIN 8023279805505

Confezione 1

Sfigmomanometro elettronico per la misurazione automatica della pressione sanguigna degli animali, con ampio schermo LCD a colori ad alta definizione. - Memorizzazione fino a 100 gruppi di dati con data e ora - Bracciale in 5 misure: small, small/medium, medium, large, X-large - Funzionamento automatico con un solo tasto - Funzione di allarme con possibilità di impostare limiti - Doppia unità di misura: kPa e mmHg Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Intervallo di misurazione 0-39,6 kPa (0-297 mmHg) Risoluzione mmHg Accuratezza pressione statica: $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg) Gonfiaggio - sgonfiaggio gonfiaggio automatico - sgonfiaggio automatico in più fasi Display LCD 2,8" a colori Alimentazione 4 batterie "AA" o adattatore opzionale Sicurezza dispositivo classe II parte applicata di tipo BF Dimensioni - Peso 130x110x80 mm - 300 g (senza batterie) SpO2 - opzionale Intervallo SpO2 0-100% (risoluzione 1%) Accuratezza SpO2 70%-100%: $\pm 2\%$ Intervallo FC 30bpm-250bpm (risoluzione 1bpm) Accuratezza PC ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore dei due valori)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Intervallo di misurazione: 0-39,6 kPa (0-297 mmHg)
- Risoluzione: mmHg
- Accuratezza: pressione statica: $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg)
- Gonfiaggio - sgonfiaggio: gonfiaggio automatico - sgonfiaggio automatico in più fasi
- Display: LCD 2,8" a colori
- Alimentazione: 4 batterie "AA" o adattatore opzionale
- Sicurezza: dispositivo classe II parte applicata di tipo BF
- Dimensioni - Peso: 130x110x80 mm - 300 g (senza batterie)
- SpO2 - opzionale
- Intervallo SpO2: 0-100% (risoluzione 1%)
- Accuratezza SpO2: 70%-100%: $\pm 2\%$
- Intervallo FC: 30bpm-250bpm (risoluzione 1bpm)
- Accuratezza PC: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore dei due valori)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279805505

CODICE GEF

80550

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT



info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it