



Bracciale Medio 18-26 Cm per 32902, 80550

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **80553**

EAN / GTIN **6945040105947**

Confezione **1 pz.**

Bracciale per sfigmomanometro elettronico - medio Misura: 18 - 26 cm

Utilizzato con sfigmomanometro codice 32902 è adatto per: Adulti

Utilizzato con sfigmomanometro codice 80550 è adatto per: Puledri,

maialini, cani di grossa taglia, cervi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12040185

EAN / GTIN

6945040105947

CODICE GEF

80553



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697