



Sonda SpO2 per 80550 - Necessita 80558

Codice GEF (SKU) 80557

EAN / GTIN 6945040109884

Confezione 1 pz.

Sonda SpO2 opzionale per sfigmomanometro elettronico veterinario (cod. 80550) Campo SpO2: 0-100% (risoluzione 1%) Precisione SpO2: 70%-100%: $\pm 2\%$ Campo PR: 30bpm-250bpm, (risoluzione 1bpm) Precisione PR: $\pm 2\text{bpm}$ o $\pm 2\%$ (selezionare il maggiore)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6945040109884

CODICE GEF

80557



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697