



Ecg 300G Vet 3 Canali

Codice GEF (SKU) 80650

EAN / GTIN 8023279806502

Confezione 1

ECG 300G-VET A 3 CANALI L'ECG 300G-VET può ricevere simultaneamente segnali da 12 derivazioni e stampare il relativo tracciato con un sistema termico. Registra e visualizza tracciati ECG in modalità automatica o manuale, misurando e analizzando automaticamente i parametri. - raccolta Sync, tecnologia di elaborazione digitale dei segnali per ottenere tracciati ECG di alta qualità con filtro frequenza di alimentazione, filtro linea di base e filtro EMG dei segnali ECG - ECG a 12 derivazioni, modalità di stampa, sensibilità, velocità di stampa, stato dei filtri ecc. visualizzati su uno schermo - più modalità e formati di stampa, tra cui la modalità automatica e quella manuale; la lunghezza della forma d'onda è regolabile mediante la funzione di stampa temporizzata Caratteristiche tecniche Ingresso strum. ECG Tipo sicurezza Classe I, parte applicata tipo CF a prova di defibrillaz. Derivazioni 12 derivazioni standard Modalità ingresso protezione da fluttuazioni e defibrillazione Corrente dispersione paziente < 10 µA Frequenza campionamento 1.000 Hz Risposta in frequenza 0,05~150 Hz (- 3 dB, + 0,4 dB) Gestione dati tracciato filtro interferenza EMG 25Hz/35Hz (-3 dB) filtro AC 50Hz/60Hz (-20 dB) Uscita tracciato Modalità registrazione sistema di stampa termica (32 spot/mm) Carta registrazione 80 mm (Larghezza)×20 m (Lunghezza) Velocità di stampa 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, ± 5% Sensibilità 5, 10, 20 mm/mV, accuratezza ± 2% Registrazione automatica impostazione registraz. secondo formato e modalità registraz. automatica, cambio automatico derivazioni, misurazione e analisi Registrazione ritmo impostazione registrazione secondo formato e modalità registrazione ritmo, misurazione e analisi automatiche Registrazione manuale registrazione secondo formato registrazione manuale Alimentazione CA 110-240V, 50/60 Hz CC - batteria al litio batteria al litio ricaricabile 7,4V, 3500 mAh Forma Dimensioni - Peso netto 315 x 215 x 77 mm - 1,6 kg Conversione A/D 12 bit Costante temporale = 3,2 s

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingresso strum. ECG
- Tipo sicurezza: Classe I, parte applicata tipo CF a prova di defibrillaz.
- Derivazioni: 12 derivazioni standard
- Modalità ingresso: protezione da fluttuazioni e defibrillazione
- Corrente dispersione paziente: < 10 µA
- Frequenza campionamento: 1.000 Hz
- Risposta in frequenza: 0,05~150 Hz (- 3 dB, + 0,4 dB)
- Gestione dati tracciato
- filtro interferenza EMG: 25Hz/35Hz (-3 dB)
- filtro AC: 50Hz/60Hz (-20 dB)

- Uscita tracciato
- Modalità registrazione: sistema di stampa termica (32 spot/mm)
- Carta registrazione: 80 mm (Larghezza)×20 m (Lunghezza)
- Velocità di stampa: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, ± 5%
- Sensibilità: 5, 10, 20 mm/mV, accuratezza ± 2%
- Registrazione automatica: impostazione registraz. secondo formato e modalità registraz. automatica, cambio automatico derivazioni, misurazione e analisi
- Registrazione ritmo: impostazione registrazione secondo formato e modalità registrazione ritmo, misurazione e analisi automatiche
- Registrazione manuale: registrazione secondo formato registrazione manuale
- Alimentazione
- CA: 110-240V, 50/60 Hz
- CC - batteria al litio: batteria al litio ricaricabile 7,4V, 3500 mAh
- Forma
- Dimensioni - Peso netto: 315 x 215 x 77 mm - 1,6 kg
- Conversione A/D: 12 bit
- Costante temporale: = 3,2 s
- CMRR: > 105 dB
- Tensione polarizzazione permanente: ± 500 mV
- Rumorosità: = 12 µVp-p

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279806502

CODICE GEF

80650



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it