



# MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRI CMS 8000 VET

Codice GEF (SKU) 80700

EAN / GTIN 8023279807004

Confezione 1

MONITOR CMS 8000 VET ECG, RESP, SpO<sub>2</sub>, PR, NIBP, TEMP - schermo LCD TFT a colori 12,1" - interfaccia multilingua (GB, IT, FR, DE, ES, PT, NL, PL, CZ, TR, RO, RU) - visualizzazione sincrona tracciati di 8 canali - tracciati ECG di 7 derivazioni su uno schermo - tecnologia SpO<sub>2</sub> digitale anti-movimento, anti interferenza luce ambiente - batteria al litio ricaricabile CA/CC - modalità misurazione NIBP manuale/automatica/continua - visualizzazione standard/grafico OXY/grafico trend/caratteri grandi/monitor centrale

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ECG
- 5 derivazioni, 3 derivazioni
- Velocità scansione: 12,5, 25, 50 mm/s
- Monitoraggio segmento ST
- Intervallo misurazione e allarme: -2,0 mV ±2,0 mV
- RESP
- Metodo: impedenza R-F (RA-LL)
- Intervallo misurazione e allarme: 0-150 rpm
- Allarme apnea: 10-40 sec
- NIBP - Metodo oscillometrico
- Modalità: manuale/AUTO/continua
- Intervallo misurazione in modalità AUTO: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 min
- Periodo misurazione in modalità CONT: 5 min
- Allarme misurazione: 10-270 mmHg
- SpO<sub>2</sub>
- Intervallo misurazione e allarme: 0-100%
- Accuratezza misurazione: 70-100% ±2%
- PR
- Intervallo misurazione e allarme: 25-250 bpm
- TEMP
- Intervallo misurazione e allarme: 0-50 °C
- DISPOSITIVO
- Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz
- Classificazione sicurezza: Classe I parte applicata di tipo CF a prova di defibrillazione

EAN / GTIN

**8023279807004**

CODICE GEF

**80700**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. **0573 1944697** - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)