



MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRI 900 VET

Codice GEF (SKU) 80710

EAN / GTIN 8023279807103

Confezione 1

MONITOR MULTIPARAMETRICO 900 VET Dispositivo veterinario multiparametrico per controllare parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP) e saturazione ossigeno (SpO2). - schermo LCD 3,5" per revisione remota - configurazioni flessibili di SpO2 e NIBP - record dati storici revisionati in forma d'onda, elenco e grafico tendenze - connessione USB per uscita dati e aggiornamento software

CARATTERISTICHE TECNICHE

- NIBP
- Modalità misurazione: Manuale, Auto, STAT
- Intervallo misurazione:
- SYS mmHg 40-265
- MAP mmHg 27-222
- DIA mmHg 20-200
- SpO2
- Intervallo misurazione: 1%~100%
- Accuratezza misurazione: 2% per intervallo 70 - 100%
- Frequenza cardiaca
- Intervallo misurazione: 30~400 bpm
- Altre caratteristiche
- Alimentazione: 100~240 VCA, 50/60 Hz
- Batteria: Li-ion 11,1 V / 4.400 mAh
- Dimensioni: 168x172xh 242 mm

EAN / GTIN

8023279807103

CODICE GEF

80710



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it