



Pulsossimetro Veterinario Oxy 50

Codice GEF (SKU) 80800

EAN / GTIN 8023279808001

Confezione 1

PULSOXIMETRO VETERINARIO OXY-50 - con software Pulsoximetro veterinario portatile con display a colori per controlli di routine e per un monitoraggio continuo. - display: TFTY 1,77" a colori - risoluzione: 160x128 - visualizzazione forma d'onda pulsazioni - allarme acustico, tono pulsazioni Caratteristiche tecniche Pulsazioni Intervallo misurazione 30 ~ 250 bpm (risoluzione 1 bpm) Accuratezza ± 2 bpm o $\pm 2\%$ Media pulsazioni media mobile delle pulsazioni ogni 4 battiti cardiaci. Deviazione tra valore medio e valore reale non superiore a 1% Intervallo intensità pulsaz. Visualizzazione grafico a barre continuo, la parte superiore del display indica la pulsazione più forte Dispositivo Alimentazione 3V CC, < 100 MA Batteria 2 batterie a secco AA Sensore ossimetro lunghezza d'onda: 660 - 905 nm Dimensioni - peso 110x60xh 23 mm - 120g (con batterie) Sicurezza Tipo BF SpO2 Intervallo misurazione 0~100% (risoluzione 1%) Accuratezza 70~100%: $\pm 2\%$ Media valori Calcolo della media ogni 4 misurazioni. Deviazione tra valore medio e valore reale non superiore a 1%

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pulsazioni
- Intervallo misurazione: 30 ~ 250 bpm (risoluzione 1 bpm)
- Accuratezza: ± 2 bpm o $\pm 2\%$
- Media pulsazioni: media mobile delle pulsazioni ogni 4 battiti cardiaci. Deviazione tra valore medio e valore reale non superiore a 1%
- Intervallo intensità pulsaz.: Visualizzazione grafico a barre continuo, la parte superiore del display indica la pulsazione più forte
- Dispositivo
- Alimentazione: 3V CC, < 100 MA
- Batteria: 2 batterie a secco AA
- Sensore ossimetro: lunghezza d'onda: 660 - 905 nm
- Dimensioni - peso: 110x60xh 23 mm - 120g (con batterie)
- Sicurezza: Tipo BF
- SpO2
- Intervallo misurazione: 0~100% (risoluzione 1%)
- Accuratezza: 70~100%: $\pm 2\%$
- Media valori: Calcolo della media ogni 4 misurazioni. Deviazione tra valore medio e valore reale non superiore a 1%

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279808001

CODICE GEF

80800

ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE



GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it