



## Pulsossimetro Veterinario Sp 20

Codice GEF (SKU) 80805

EAN / GTIN 8023279808056

Confezione 1

Il pulsossimetro palmare SP-20 consente di misurare contemporaneamente SpO2 e frequenza cardiaca, posizionando il sensore sulla lingua, sull'orecchio, sulla zampa o sulla coda. Lo schermo TFT a colori mostra il pletismogramma, l'indice di perfusione e il grafico a barre. - Leggero, piccolo e facile da trasportare - Monitoraggio continuo - Fino a 500 ore di dati memorizzati relativi alla SpO2 e alla FC - Software di gestione dei dati per l'analisi - Funzione di allarme sonoro e visivo

Caratteristiche tecniche Intervallo SpO2 1100%  $\pm 2\%$  Intervallo frequenza cardiaca 30400 bpm  $\pm 2\%$  Intervallo indice perfusione 0,2~20% Schermo TFT a colori 3,5" Dimensioni 158x73x25 mm Peso netto 230 g Alimentazione batteria al litio 2000 mAh

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo SpO2: 1100%  $\pm 2\%$
- Intervallo frequenza cardiaca: 30400 bpm  $\pm 2\%$
- Intervallo indice perfusione: 0,2~20%
- Schermo: TFT a colori 3,5"
- Dimensioni: 158x73x25 mm
- Peso netto: 230 g
- Alimentazione: batteria al litio 2000 mAh

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
8023279808056

CODICE GEF  
80805



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697