



Collari Elisabetiani

7 varianti

Codice GEF (SKU) **80925**

Confezione **1**

COLLARI ELISABETTIANI L Circonferenza collo: 41-48 cm Profondità: 20,5 cm Peso raccomandato: inferiore a 15 kg Minimo vendita: conf. da 10 Il collare elisabetiano è un cono di plastica posizionato intorno alla testa per evitare che l'animale si morda o si lecchi, oppure si gratti la testa o il collo mentre è in corso la cicatrizzazione di ferite o lesioni. - chiusura velcro regolabile - morbidezza e confort - supporto stereoscopico - impermeabilità e resistenza allo sporco

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
80925	L		1
80923	M		1
80924	M/L		1
80922	S		1
80926	XL		1
80921	XS		1
80927	XXL		1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
80925



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697