



VALIGETTA IN ALLUMINIO GRIGIA GRANDE (per Magnum 3500)

Magnetoterapia

Originale Globus

Ricambio certificato

Codice GEF (SKU) **G3371**EAN / GTIN **8032625820444**Confezione **1 unità**

Valigetta originale Globus per Magnetoterapia. Compatibile con Magnum 3500. Ricambio certificato. Acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con dispositivi magnetoterapia Globus
- Accessorio originale Globus
- Ricambio certificato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625820444

CODICE GEF

G3371

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697