



Manipolo Neutro Attivo Globus

Accessori Tecar

Originale Globus

Ricambio certificato

Codice GEF (SKU) **G5133**EAN / GTIN **8032625820345**Confezione **1 unità**

Manipolo Neutro Attivo Globus. Compatibile con manipoli e dispositivi linea Tecar, accessorio originale Globus, ricambio certificato. Acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con manipoli e dispositivi linea Tecar
- Accessorio originale Globus
- Ricambio certificato
- Disponibile in 2 varianti (vedi tabella)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
G5133	LINEA 7000 (compatibile con elettrodi)	8032625820345	1 unità
G5035	LINEA 5000/6000 (compatibile con elet	8032625828211	1 unità

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625820345

CODICE GEF

G5133

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697