



PressCare G-SPORT3 L (2 gambali)

Pressoterapia

3 programmi

Batteria + Power Bank

Codice GEF (SKU) **G5382**EAN / GTIN **8032625827696**Confezione **1 unità**

Dispositivo di compressione pneumatica per gli sportivi, veloce nel recuperare muscoli e stanchezza post-allenamento e gara. Leggero e trasportabile, il Power Bank incluso permette il trattamento anche a bordo campo. PressCare G-Sport3 taglia L, accessorio originale Globus.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 uscite
- 3 programmi di gonfiaggio (Mode A/B/C)
- Pressione 0-180 mmHg $\pm 10\%$
- Timer fino a 99 minuti
- Alimentazione: rete 100-240 V AC 50-60 Hz + batteria ricaricabile (Power Bank)
- Dimensioni unità 180x190x135 mm - Peso 3 kg
- Gambali a 4 camere sovrapposte
- Dotazione: borsa, unità motrice, 2 gambali taglia L, 2 cavi, alimentatore, power bank, manuale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625827696

CODICE GEF

G5382

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697