



MAGNUM 2500 SOLENOIDI POCKET PRO

Magnetoterapia portatile (CEMP)

2 canali

52 programmi

Codice GEF (SKU) **G6191**

EAN / GTIN **8032625820987**

Confezione **1 dispositivo + 2 solenoidi Pocket Pro**

La configurazione compatta della magnetoterapia portatile Globus: 2 canali indipendenti e 52 programmi preimpostati, progettata per trattamenti domiciliari. Dispositivo Medico con marcatura CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia: Magnetoterapia portatile (CEMP)
- Canali: 2
- Programmi: 52 preimpostati + fino a 5 personalizzabili
- Frequenza: 5–200 Hz
- Duty Cycle: 5–50%
- Funzione 1+1: sì — 2 programmi diversi in contemporanea, 1 per canale
- Display: area visibile 2,6"
- Alimentazione: rete; batteria ricaricabile (non in dotazione)
- Dimensioni: 100 × 160 × 35 mm
- Peso: 280 g

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 unità di magnetoterapia Magnum 2500
- 2 solenoidi Pocket Pro
- 1 fascia elastica velcrabile
- 1 alimentatore
- 1 manuale operativo

A CHI È DESTINATO

- Chi cerca un dispositivo compatto e semplice da usare a casa, con trattamenti supportati dal fisioterapista
- Trattamenti domiciliari di magnetoterapia con programmi guidati

EAN / GTIN

8032625820987

CODICE GEF

G6191

MARCATURA CE

Dispositivo Medico

QR

gefmedica.it/products
lobus-magnum-2500
solenoidi-pocket-pro

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it