



Kit 3 Elettrodi Connessi Globus

Accessori Tecar

Originale Globus

Ricambio certificato

Codice GEF (SKU) **G6366**EAN / GTIN **8032625821212**Confezione **1 unità**

Kit 3 Elettrodi Connessi Globus. Compatibile con manipoli e dispositivi linea Tecar, accessorio originale Globus, ricambio certificato. Acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con manipoli e dispositivi linea Tecar
- Accessorio originale Globus
- Ricambio certificato
- Disponibile in 2 varianti (vedi tabella)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
G6366	RESISTIVI CONVESSI	8032625821212	1 unità
G6365	CAPACITIVI CONVESSI	8032625821175	1 unità

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625821212

CODICE GEF

G6366

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697