

gef+medica

IMMAGINE IN ARRIVO

4 VIBE MASSAGE GUN

Pistola massaggiante

4 velocità

Alluminio

Codice GEF (SKU) **G6517**EAN / GTIN **8032625821250**Confezione **1 unità**

Pistola massaggiante compatta in alluminio con 4 livelli di velocità e testine intercambiabili per rilassamento muscolare, massaggio profondo e recupero post-attività fisica. Accessorio originale Globus, acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 velocità: 1800 / 2200 / 2600 / 3200 RPM
- Timer 15 minuti
- Ampiezza di movimento 6 mm
- Forza di pressione massima 14 kg
- Alimentazione: batteria litio, ricarica USB-C
- Tempo di ricarica 4 ore - autonomia 5 ore continue (velocità 1)
- Dimensioni 92x142x47 mm
- Peso 500 g
- Dotazione: borsa, 4 testine (Tonda, Piatta, Trigger Point, Spine), alimentatore USB-C, manuale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625821250

CODICE GEF

G6517

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697