



KIT COPRI ELETTRODI RESISTIVI

Elettromedicali

Originale Globus

Ricambio certificato

Codice GEF (SKU) **G6607**Confezione **1 unità**

Kit originale Globus per Terapia Fisica. Ricambio certificato.
Acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Accessorio elettromedicali
- Accessorio originale Globus
- Ricambio certificato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
G6607



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697