



Manipolo Monopolare Resistivo Globus

Accessori Tecar

Originale Globus

Ricambio certificato

Codice GEF (SKU) **G6652**EAN / GTIN **8032625821342**Confezione **1 unità**

Manipolo Monopolare Resistivo Globus. Compatibile con manipoli e dispositivi linea Tecar, accessorio originale Globus, ricambio certificato. Acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con manipoli e dispositivi linea Tecar
- Accessorio originale Globus
- Ricambio certificato
- Disponibile in 2 varianti (vedi tabella)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
G6652	LINEA 7000 (compatibile con el	8032625821342	1 unità
G6660	LINEA 5000/6000 (compatibile c	8032625821410	1 unità

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625821342

CODICE GEF

G6652

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697