




Cavi/Adattatori Resistivi Globus

Accessori Tecar

Originale Globus

Ricambio certificato

Codice GEF (SKU) **G6655**EAN / GTIN **8032625821366**Confezione **1 unità**

Cavi/Adattatori Resistivi Globus. Compatibile con manipoli e dispositivi linea Tecar, accessorio originale Globus, ricambio certificato. Acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con manipoli e dispositivi linea Tecar
- Accessorio originale Globus
- Ricambio certificato
- Disponibile in 3 varianti (vedi tabella)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
G6655	CAVO RESISTIVO DIN-4MM	8032625821366	1 unità
G6693	CAVO RESISTIVO COLORE AZZURRO CON PINZA (p)	8032625821724	1 unità
G6698	ADATTATORE PER CAVI	8032625821779	1 unità

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625821366

CODICE GEF

G6655

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697