




ALIMENTATORE 48V (cavo input non incluso)

Tecarterapia

Originale Globus

Ricambio certificato

Codice GEF (SKU) **G6663**EAN / GTIN **8032625821434**Confezione **1 unità**

Cavo originale Globus per Tecarterapia. Ricambio certificato.
Acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con dispositivi DiaCaRe/tecarterapia
- Accessorio originale Globus
- Ricambio certificato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625821434

CODICE GEF

G6663

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697