




CAVO ADATTATORE RESISTIVO 4MM (per Kit Fascia Tools e Kit Mani Libere Plus linea 5000)

Tecarterapia

Originale Globus

Ricambio certificato

Codice GEF (SKU) **G6666**EAN / GTIN **8032625821465**Confezione **1 unità**

Cavo originale Globus per Tecarterapia. Compatibile con Kit Fascia Tools e Kit Mani Libere Plus linea 5000. Ricambio certificato. Acquistabile online su G...

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con dispositivi DiaCaRe/tecarterapia
- Accessorio originale Globus
- Ricambio certificato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625821465

CODICE GEF

G6666

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697