




Elettrodo Resistivo Globus

Accessori Tecar

Originale Globus

Ricambio certificato

Codice GEF (SKU) **G6667**EAN / GTIN **8032625821472**Confezione **1 unità**

Elettrodo Resistivo Globus. Compatibile con manipoli e dispositivi linea Tecar, accessorio originale Globus, ricambio certificato. Acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con manipoli e dispositivi linea Tecar
- Accessorio originale Globus
- Ricambio certificato
- Disponibile in 3 varianti (vedi tabella)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
G6667	DIAM. 70 MM (compatibile con manipoli da	8032625821472	1 unità
G6668	DIAM. 50 MM (compatibile con manipoli da	8032625821489	1 unità
G6669	DIAM. 30 MM (compatibile con manipoli da	8032625821496	1 unità

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625821472

CODICE GEF

G6667

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697