

gef+medica

IMMAGINE IN ARRIVO

ACTIVE BELT

Elettrostimolazione + calore

Fascia addominale

10 programmi

Codice GEF (SKU) G7544

EAN / GTIN 8032625829829

Confezione 1 unità

Fascia addominale con elettrodi integrati e doppia funzione (elettrostimolazione e calore) per rilassare e tonificare i muscoli addominali e lombari. Accessorio originale Globus, acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 10 programmi preimpostati
- Frequenza 60-100 Hz
- Durata impulso 200-300 μ s
- 15 livelli di intensità di stimolazione
- 3 livelli di calore: 39°C - 41°C - 43°C
- 4 sensori integrati per monitoraggio temperatura
- Batteria al Litio
- Taglia unica - misure 110x15 cm
- Chiusura regolabile con velcro
- Dotazione: unità di controllo, fascia, estensione velcro, cavo ricarica USB-C, cavo di collegamento, gel 100 ml, manuale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8032625829829CODICE GEF
G7544ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697