

gef+medica

IMMAGINE IN ARRIVO

PRESSCARE G250 - S (2 gambali)

Pressoterapia

2 programmi

Compatto

Codice GEF (SKU) **G7951**EAN / GTIN **8032625824114**Confezione **1 unità**

Dispositivo di pressoterapia pratico e leggero per donare sollievo alle gambe pesanti, favorire la circolazione ed il recupero dopo giornate intense. PressCare G250 taglia S, accessorio originale Globus, acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD - 2 uscite
- 2 modalità di gonfiaggio
- Pressione 40-160 mmHg (step 10)
- Timer 10-30 minuti (step 5)
- Alimentazione a rete
- Dimensioni 17,2x13,3x7 cm - Peso 645 g
- Gambali a 5 camere sovrapposte
- Dotazione: dispositivo, 2 gambali taglia S, alimentatore, manuale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625824114

CODICE GEF

G7951

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697