

gef+medica

IMMAGINE IN ARRIVO

PRESSCARE G400 - M (2 gambali)

Pressoterapia

Top di gamma

Calore piede

Codice GEF (SKU) **G7955**EAN / GTIN **8032625824305**Confezione **1 unità**

Top di gamma della pressoterapia Globus. Particolarmente adatta per utilizzo sportivo, favorisce il recupero post-allenamento e gara. Dotata di modalità di gonfiaggio multiple e funzione di riscaldamento del piede. PressCare G400 taglia M, accessorio originale Globus, acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD - 2 uscite
- 6 modalità di gonfiaggio
- Pressione 40-220 mmHg (step 10)
- Timer 10-60 minuti (step 5)
- Funzione calore piede
- Alimentazione a rete o batteria
- Dimensioni 22,8x15,5x8,7 cm - Peso 1,2 kg
- Gambali a 5 camere sovrapposte (overlapping)
- Dotazione: borsa, dispositivo (batteria inclusa), 2 gambali taglia M, alimentatore, manuale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625824305

CODICE GEF

G7955

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697